

Fördertechnik

Hölscher

Treppenlifte

Rehahilfen

Elektromobile



Treppensitzlifte

## Der ideale Treppenlift für gewendelte, kurvengängige Treppen

Unser neuer Treppenlift gibt Ihnen Ihre Unabhängigkeit zurück. Er bringt Sie ohne die Hilfe anderer fast jede Treppe hinauf und wieder hinunter und ermöglicht Ihnen so ein selbständiges Leben in der vertrauten Umgebung. Bewältigen Sie Ihre Treppe wieder sicher und mühelos. Mobil sein im ganzen Haus, mehr Lebensqualität und Freude am Leben - zu einem erstaunlich günstigen Preis. Dieser Sitzlift stellt mit seinen durchdachten, benutzerfreundlichen Neuerungen eine optimale Lösung dar.

### Auch für Ihre speziellen Gegebenheiten geeignet

Es ist völlig gleichgültig, welchen Kurvenverlauf Ihre Treppe hat, der Hölscher Lift bringt Sie immer nach oben. Mit einer speziellen Biegemaschine wird die Fahrschiene genau auf Maß - gemäß den baulichen Gegebenheiten bei Ihnen zu Hause - gefertigt. Der Treppenlift kann sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite der Treppe montiert werden, je nachdem, wie es für Sie am vorteilhaftesten ist. Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist es gut zu wissen, dass der komplette Lift, einschließlich Armlehne und Fußstütze, hochgeklappt werden kann. Platzsparend können wir auf Wunsch für den oberen oder unteren Bereich eine zusätzliche Kurve einplanen, damit der Lift "um die Ecke" geparkt werden kann.



### Bequem nach oben

Der Hölscher Lift bringt Sie bequem nach oben oder unten. Außer einer gepolsterten Sitzausstattung verfügt unser Sitzlift über robuste Armlehnen. Die Fußstütze kann einfach in der gewünschten Höhe verstellt werden. Ein Sanftanlauf garantiert außerdem ein angenehmes Anfahren und Ankommen. Dank der einzigartigen Technik kann der Sitz oben am Treppenende umgeschwenkt werden, damit Sie leicht und sicher ein- und aussteigen können.

## Einfache Bedienung

Gerufen wird der Fahrstuhl über schnurlose Ruftasten. Eine Ruftaste ist jeweils oben und unten an der Wand befestigt. Anschließend können Sie den Lift mit einer handlichen Steuerung an der Armlehne bedienen. Ein großer Vorteil der glatten Fahrschiene ist, dass sie sehr pflegeleicht ist. Die Fahrschiene (Durchmesser 8 cm) ist optisch ansprechend gestaltet.

## Ihre Sicherheit

Alle Hölscher Aufzüge, ob groß oder klein, erfüllen die strengsten Sicherheitsanforderungen. Darauf können Sie sich verlassen. Der Hölscher Lift ist beispielsweise mit Kontaktgebern ausgestattet, die den Treppenlift sofort anhalten, wenn dieser an ein Hindernis stößt. Natürlich ist der Sitz für den Bedarfsfall mit einem Sicherheitsgurt versehen.



## Farboptionen Polsterung



Grün

Gelb

Blau

Rot

## Farboptionen Fahrbahn



Grün

Gelb

Perlweiß

Beigerot

RAL Nr. 6027

RAL Nr. 1034

RAL Nr. 1013

RAL Nr. 3012

## Optionen und Möglichkeiten

Die Fahrschiene des Treppenliftes kann in unterschiedlichen Farben gewählt werden, ebenso ist auch der Bezug für Sitz und Rückenlehne in mehreren Farben lieferbar. Der Sitzrahmen ist perlweißfarbig. Neben diesen verschiedenen Farbkombinationen haben Sie noch folgende Optionen:

- Weiterführung der Fahrschiene in eine weitere Etage
- zusätzlicher Zwischenstopp für den Treppenlift mit Ladestation an der Fahrschiene.

## Kurze Lieferzeit und schnelle Montage

Der Hölscher Lift besteht nur aus einer Fahrschiene und einem Sitz. Die Lieferzeit ist sehr kurz. Der Einbau ist einfach und erfordert keine besonderen Umbaumaßnahmen. Dank des Akkubetriebes ist lediglich der Anschluß an eine Steckdose erforderlich. Der Treppenlift ist in wenigen Stunden installiert. Sie können Ihre Treppe wieder ohne Mühe überwinden.

Fördertechnik



Treppenlifte

Rehahilfen

Elektromobile

# Hölscher

Einbaumaße und Fahrbahnverläufe



Fahrbahnverläufe

Technische Änderung

**Elektromobile**  
**HÖLIFT**  
Treppenlifte

[www.hoelift.de](http://www.hoelift.de)

# Hölscher

Schulstrasse 8 a  
41516 Grevenbroich - Hemmerden

Tel. (0 21 82) 8 19 74 \* Fax: (0 21 82) 8 19 73

e-mail: [Willi.Hoelscher@t-online.de](mailto:Willi.Hoelscher@t-online.de)